

# Akustika®

**... gut geschützt  
und doch hören**

geben Sie Ihrem Ohr  
die Vorsorge,  
die es braucht



Zur Anwendung von Akustika® Windschutz (Wolle) entnimmt man eine etwa erbsengroße Menge und formt diese durch drehen zu einem Ohrstöpsel, den man unter sanftem Druck in den Gehörgang einführt. Nach Gebrauch mit den Fingerspitzen herausziehen. Keine spitzen Gegenstände verwenden!

Bei Entzündung oder Verletzung des Gehörganges oder Trommelfelles ist vor Gebrauch der Arzt zu befragen.

Stand: 04/2006

(Lebensmittelfarbstoff E 110 und E 123)

Südmedica GmbH, Ehrwalder Str. 21, 81377 München

## **AKUSTIKA wind guard**

the well-established special wool for your ear.

- Ideal against wind, draughty air and dust.
- Adaptable in portions suitable for every individual ear.
- Body heat is stored, cold air from outside is kept away. The ear is well-aired. Sound-permeable. It is just ideal for leisure activities, for your job and sports.
- Ask your doctor whether you should use it if your auditory canal or ear-drum is inflamed or hurt.

## **AKUSTIKA la protection contre le vent**

la laine spéciale éprouvée pour l'oreille.

- Idéal s'il y a du vent, du courant d'air, de la poussière.
- A diviser en portions pour l'oreille individuelle.
- La chaleur du corps est retenue, l'air extérieur froid reste dehors. L'aération de l'oreille est garantie. Perméable pour le son et idéal pour les loisirs, le travail et les sports.
- Veuillez vous renseigner auprès de votre médecin avant l'usage s'il y a inflammation ou lésion du conduit auditif ou du tympan.